

Universalhalter für Objektträger und Petrischalen



Für P-736.ZCN2S / P-736.ZRN2S Plnano® Z-Piezoscannersysteme



P-736.UHN

- Fixierung von Objektträgern und Petrischalen
- Feineinstellung der Fokusebene mit vier Schrauben
- Für Aperturen mit Klemmfedern (optional anschraubbar mit Schrauben M2)

Zeichnungen / Bilder



P-736.UHN, Abmessungen in mm. Beachten Sie, dass in den Zeichnungen ein Punkt anstelle des Kommas als Dezimaltrennzeichen verwendet wird.

Bestellinformationen

P-736.UHN

Universalhalter für Objektträger und Petrischalen, für P-736.ZCN2S / P-736.ZRN2S Plnano® Z-Piezoscannersysteme (kompatibel mit U-780.DNS-Systemen für Nikon-Mikroskope)